



Penitsilliiniresistentne *S. pneumoniae* (mitte-meningiit)




NB! Kui Ampitsilliini MIK ≤ 0,5 = tundlik, siis tundlik on ka amoksitsilliin, ampitsilliin-sulbakteam, amoksitsilliin-klavulanaat ja tsefotaksiim. Kui Ampitsilliini MIK > 0,5, siis ampitsilliin-sulbakteami, amoksitsilliin-klavulanaadi ja tsefotaksiimi MIK määratatakse eraldi.

Penitsilliini-resistantne *S. pneumoniae* (meningiit)



H. influenzae resistentsus beetalaktaamidele




*Meningiidi korral määräatakse samaaegselt skriininguga tsefotaksiimi ja meropeneemi MIK-id


MRS

Skriining: tsefoksitiin 30 µg disk

Külv: Mueller-Hinton agar; $35\pm1^\circ\text{C}$, $18\pm2\text{h}$



Vankomütsiiniresistentne *E. faecalis/faecium* (VRE)



S. aureus: metitsilliinresistentsus (MRSA)

