


LIKVORI UURINGUTE ALGORITM NEUROINFEKTSIOONI KAHTLUSE KORRAL



Uuringud, mis tehakse alati vastavalt saatekirjale

Süüfilise TPHA, T pallidum IgG indeks liikvor/seerum – labor teeb alati, kui saatekirjal on tellimus seerumi ja liikvori uuringule ning seerumis on antikehad positiivsed

Puukborreliosi ja puukentsefaliidi vastased antikehad ja indeks liikvor/seerum – labor teeb alati, kui saatekirjal on tellimus seerumi ja liikvori uuringule ning seerumis on antikehad positiivsed

Tuberkuloosi uuring (mikroskoopia, külv, PCR)
CSF-Ig oligo – labor teeb alati, kui saatekirjal on tellimus

Liikvori säilitamine ja transport labori proovide vastuvõtu üksuses
Preanalüütika paneb 1. katsuti termostaati MB jaoks.
Saadab 2. katsuti ALATI kliinilise keemiasse/hematoloogiasse ja teeb esmauringu tellimuse LISis. Tellimust edasi ei suuna kuni laboriarsti otsuseni. Alati peab olema juurde tellitud seerum.
Seroloogia (süüfilis, borreliosis, puukentsefaliit) ALATI otse immunoloogia laborisse ja tellimus LIS-i. Alati peab juurde tellima seerumi.
Ülejäänud katsutid külmikusse.
Kui tuleb 1 katsuti, siis preanalüütika jagab materjali 2 ossa ja paneb 1 osa termostaati.